

 ageLOC®

LumiSpa® iO



Nơi chăm sóc da của bạn trở nên thông minh hơn và kết quả của bạn thậm chí còn tuyệt vời hơn. ageLOC LumiSpa iO kết hợp một thiết bị thông minh độc nhất vô nhị sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế với các sản phẩm mạnh mẽ. Kết quả? Bạn sẽ có được làn da như mơ ước.

HÃY CÙNG GẶP GỠ AGELOC LUMI SPA IO

Xin chào, iO. ageLOC LumiSpa iO cung cấp việc chăm sóc da thông minh và tạo ra làn da mơ ước của bạn. Bằng cách nào? Nhập liệu trình đổi mới da sáng tạo và làm sạch sâu với huấn luyện thông minh, phác đồ cá nhân hóa, công nghệ IoT và hơn thế nữa thông qua ứng dụng Nu Skin Vera®. Tạo ra làn da tuyệt đẹp, rạng rỡ, sẵn sàng selfie cả ngày, mỗi ngày. Chỉ trong hai phút, hai lần một ngày, bạn sẽ trải nghiệm làn da đẹp nhất của mình từ trước đến nay. Bạn sẽ thích vẻ ngoài sáng mịn ngay lập tức - chỉ sau một lần sử dụng - bày lợi ích về da đã được chứng minh lâm sàng khuếch đại theo thời gian và công nghệ thông minh giúp bạn cá nhân hóa thói quen của mình. Nó siêu trực quan. Siêu hiệu quả. Siêu cấp.

Với các đầu điều trị bằng silicon mềm, ageLOC LumiSpa iO di chuyển ở tần số chính xác cần thiết để thúc đẩy quá trình tái tạo da, để lộ làn da mịn màng, mềm mại hơn chỉ sau một lần sử dụng. Nó nhẹ nhàng nhưng làm sạch sâu loại bỏ bụi bẩn, dầu, lớp trang điểm, chất ô nhiễm và độc tố thông qua hoạt động thanh lọc lỗ chân lông và chuyển động quay ngược chiều, mang lại làn da mịn màng và tinh khiết hơn, đồng thời giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông. Và trải nghiệm kích thích sẽ khiến bạn mong chờ lần điều trị tiếp theo. Ngoài ra, hệ thống ageLOC LumiSpa iO — bao gồm dao động vi mô của thiết bị, đầu xử lý silicon nhẹ nhàng và chất tẩy rửa điều trị — thân thiện với hệ vi sinh vật. LumiSpa iO tôn trọng độ pH của da, giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên và không phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật tự nhiên của da, bất kể tuổi tác hay loại da của bạn. Đó là cách chăm sóc da siêu thông minh cho kết quả siêu cấp.

VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH SẢN PHẨM NÀY NHỮNG LỢI ÍCH CHO LÀN DA

- Mang lại hiệu quả tức thì, giúp da mềm mại và mịn màng hơn chỉ sau một lần sử dụng.
- Bày lợi ích da mặt đã được chứng minh lâm sàng với việc sử dụng hai lần mỗi ngày: mềm mại, mịn màng, rạng rỡ, trong sáng, làn da được thanh lọc, giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông và cải thiện rõ rệt độ săn chắc.
- Lợi ích tăng lên theo thời gian khi được sử dụng liên tục trong hai phút hai lần mỗi ngày.
- Mang lại làn da tươi sáng, khỏe mạnh, trẻ trung hơn chỉ trong vòng hai tuần.
- Các lựa chọn sữa rửa mặt điều trị ageLOC được thiết kế cho các loại da khác nhau: da khô, da thường đến da hỗn hợp, da dầu, nhạy cảm và dễ nổi mụn.
- Được thiết kế tối ưu cho LumiSpa iO, chất tẩy rửa điều trị được chứng minh là tối đa hóa lợi ích làm sạch và hoàn thiện làn da của thiết bị.
- Sữa rửa mặt điều trị được pha chế với hỗn hợp thành phần ageLOC độc quyền của Nu Skin nhằm mục tiêu các nguồn gốc gây ra lão hóa và giúp duy trì vẻ ngoài của tuổi thanh xuân.
- Nhẹ nhàng đủ để sử dụng hai lần mỗi ngày trên mặt, cổ và vùng da phía trên ngực.
- Khi sử dụng vào buổi sáng, LumiSpa iO cung cấp năng lượng cho làn da để có làn da tươi trẻ, mịn màng, trẻ hóa hơn.
- Khi sử dụng vào ban đêm, LumiSpa iO làm sạch sâu và giúp da giảm căng thẳng.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ

- Một thiết bị chăm sóc da cá nhân cầm tay thông minh có thể sạc lại được với Bluetooth® kết hợp với ứng dụng Nu Skin Vera.
- Có ba đầu điều trị: nhẹ nhàng, bình thường và cứng. Ba đầu điều trị có sẵn, bề mặt silicone mềm, không ăn mòn có chứa bạc kháng khuẩn và vệ sinh hơn các loại bàn chải thường được sử dụng với các thiết bị chăm sóc da. Các thiết

kế tinh xảo giúp phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm đồng thời hỗ trợ làn da dễ hấp thụ hơn với các sản phẩm tiếp theo.

- Vượt xa khả năng làm sạch với công nghệ Micropulse Oscillation độc quyền, một hành động làm sạch lỗ chân lông giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu, lớp trang điểm, chất ô nhiễm và độc tố và đẩy chúng đi mà không gây kích ứng da. Thêm vào đó, nó giúp hỗ trợ các protein da khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình đổi mới da năng động và cải thiện độ sáng, kết cấu da và sự xuất hiện của lỗ chân lông.
- Cảm biến của thiết bị thông minh nhận biết đầu điều trị nào được gắn vào và thông báo cho bạn khi đã đến lúc phải thay thế.
- Thông minh hướng dẫn bạn sử dụng áp suất và chuyển động điều trị chính xác.
- Được thiết kế để thân thiện với hệ vi sinh vật — LumiSpa iO tôn trọng độ pH của da, giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên và không phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật tự nhiên của da, bất kể tuổi tác hay loại da của bạn.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG NU SKIN VERA®

- Các phương pháp điều trị đồng bộ và video hướng dẫn dẫn bạn từng bước để đạt được thành công trong việc chăm sóc da trẻ trung, khỏe mạnh.
- Với các cảm biến thông minh và một ứng dụng được kết nối, bạn sẽ nhận được thêm hướng dẫn thông minh về áp lực điều trị, chuyển động của mình.
- Gửi và lưu các phương pháp điều trị được cá nhân hóa từ điện thoại sang thiết bị của bạn bằng ứng dụng hoặc cá nhân hóa phương pháp điều trị của riêng bạn bằng cách điều chỉnh thời gian và các khu vực được nhắm mục tiêu.
- Nhận các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc da cá nhân của mình.
- Xem sự tiến triển của làn da của bạn theo thời gian — theo dõi kết quả hàng tuần, hàng tháng và bất kỳ ngày nào giữa dòng thời gian chụp ảnh selfie.
- Dễ dàng sắp xếp lại thứ tự để bạn luôn có sẵn đầu điều trị và sữa rửa mặt điều trị yêu thích của mình.
- Xu hướng sử dụng, thông tin chi tiết và giải thưởng để giúp bạn tiếp tục công việc làm đẹp.
- Tận hưởng sự tối ưu hóa liên tục thông qua cả các bản cập nhật ứng dụng và thiết bị.

KẾT QUẢ LÂM SÀNG CHỨNG MINH

1. Trong một nghiên cứu lâm sàng kéo dài 12 tuần, đánh giá lâm sàng ghi nhận rằng những người sử dụng ageLOC LumiSpa iO đã trải qua những cải thiện về làn da:

- Độ mềm
- Độ mịn
- Rạng rỡ
- Trong trẻo
- Da được thanh lọc
- Giảm xuất hiện lỗ chân lông
- Cải thiện rõ rệt độ săn chắc của da

Những người tham gia nhận thấy một số cải tiến này sau

một lần sử dụng.

2. Hệ thống trị mụn ageLOC LumiSpa có thể giúp giảm thiểu tình trạng mụn và giúp làn da sạch hơn. Một nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng kéo dài 12 tuần cho thấy những người sử dụng hệ thống trị mụn - ageLOC LumiSpa với phần đầu dịu nhẹ và Sữa rửa mặt điều trị ageLOC LumiSpa - Mụn trứng cá - đã cải thiện được 71% mụn trứng cá.

3. ageLOC LumiSpa được chứng minh lâm sàng để làm sạch và điều trị da hiệu quả mà không phá vỡ hệ vi sinh vật tự nhiên của nó.

4. Theo một nghiên cứu lâm sàng, dùng Beauty Focus™ Collagen + giúp chuẩn bị cho làn da được cải thiện và được chứng minh lâm sàng là tăng gần gấp đôi các lợi ích về kết cấu có thể nhìn thấy, bao gồm rạng rỡ, kết cấu và độ săn chắc so với chỉ dùng chế độ LumiSpa.

CÁCH THỨC SỬ DỤNG

Sử dụng ageLOC LumiSpa iO vào buổi sáng và buổi tối như bước làm sạch của bạn. Làm ẩm da mặt, sau đó cho một lượng vừa đủ sữa rửa mặt ra tay. Thoa đều lên mặt, sau đó xử lý và làm sạch bằng thiết bị LumiSpa iO của bạn trong hai phút hoặc theo thói quen tùy chỉnh của bạn với toner, huyết thanh và kem dưỡng ẩm ưa thích của bạn.

SỨC MẠNH ĐẲNG SAU SẢN PHẨM RỬA MẶT ĐIỀU TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

- ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—Dry chứa Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Niacinamide và Inositol để giúp bảo vệ độ ẩm tự nhiên của da, Squalane để giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên của da và Salicyloyl Phytosphingosine để làm dịu da.
- ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—Normal/Combo chứa Dầu cây Kế sữa (Silybum Marianum Seed), Chiết xuất cây Porphyra, Chiết xuất Nannochloropsis Oculata và Glycerin để giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên của da, cũng như Chiết xuất Rhododendron (Ferrugineum) để bảo vệ chống oxy hóa.
- ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—Oily chứa Chiết xuất cây Knotweed Nhật Bản (Polygonum Cuspidatum Root), Myristyl Alcohol, và PCA để giúp giảm sản xuất dầu và làm dịu da, cũng như Chiết xuất nước ép quả lựu (Punica Granatum) và Carnosine để bảo vệ chống oxy hóa.
- ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—Sensitive là công thức nhẹ nhàng nhất của chúng tôi. Nó là một loại kem gel màu hồng được pha chế với hệ thống chất hoạt động bề mặt nhẹ, tạo ra ít bọt. Nó chứa chiết xuất hạt Avena Sativa (yến mạch), chiết xuất vỏ cây Pinus Tabulaeformis (góp phần tạo nên màu hồng), và Bisabolol giúp làm êm dịu làn da mỏng manh. Allantoin cũng giúp dưỡng da.
- ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser—Acne là một công thức dịu nhẹ có chứa 0,5% Salicylic Acid giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn. Nó ít tạo bọt để ngăn ngừa kích ứng da thêm. Nó cũng chứa Carnosine để bảo vệ chống oxy hóa và chiết xuất tử hoa / lá / thân cây Epilobium

Angustifolium có thể giúp làm dịu và hỗ trợ làn da bị mụn.

BẠN CÓ THỂ CŨNG SẼ THÍCH

- ageLOC LumiSpa iO Accent and IdealEyes®
- ageLOC Me®
- Nu Skin® Facial Spa (U.S. only)
- Tru Face® Line Corrector
- ageLOC Tru Face Essence Ultra
- Nutricentials® Bioadaptive Skin Care®

TÌM HIỂU THÊM VỀ SẢN PHẨM

AgeLOC LumiSpa iO hoạt động như thế nào?

Với đầu điều trị bằng silicon mềm mại, công nghệ dao động vi mô độc quyền của ageLOC LumiSpa iO cho phép thiết bị di chuyển với tần số chính xác để thúc đẩy quá trình tái tạo da, để lộ làn da mịn màng, mềm mại hơn chỉ sau một lần sử dụng. Đồng thời, nó nhẹ nhàng nhưng làm sạch triệt để bụi bẩn, dầu, lớp trang điểm và độc tố thông qua hoạt động xoay vòng, thanh lọc lỗ chân lông đã được cấp bằng sáng chế, mang lại làn da mịn màng và tinh khiết hơn đồng thời giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông.

Điều gì làm cho ageLOC LumiSpa iO trở nên độc đáo?

1. Không giống như các thiết bị làm sạch hiện có trên thị trường, có đầu lông chải hoặc bàn chải mài mòn, ageLOC LumiSpa iO có đầu xử lý silicone nhẹ nhàng, vệ sinh hơn và không làm tổn thương da.
2. ageLOC LumiSpa iO có công nghệ dao động vi mô để kích thích da, điều trị và làm sạch da, đồng thời mang lại lợi ích tái tạo da vượt trội hiệu quả hơn.
3. ageLOC LumiSpa iO là một thiết bị tác động kép, tiết kiệm thời gian, mang đến một liệu pháp hoàn thiện da vượt trội và đồng thời làm sạch sâu.
4. ageLOC LumiSpa iO kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera® để tối ưu hóa hành trình chăm sóc da của bạn với các liệu pháp có thể cá nhân hóa, huấn luyện thông minh, giải thưởng và đồng thời gian chụp ảnh selfie.

IoT là gì và nó có ý nghĩa gì đối với ageLOC LumiSpa iO của tôi?

IoT có nghĩa đen là vạn vật kết nối "internet of things" hoặc các đối tượng vật lý được thiết kế để kết nối. Đối với bạn, điều đó có nghĩa là ageLOC LumiSpa iO hiện đã bao gồm Bluetooth cho phép thiết bị kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera® trên điện thoại của bạn. Công nghệ mới này mở ra một thế giới mới của các khả năng và trải nghiệm. Và đó là điều giúp làm cho ageLOC LumiSpa iO của bạn trở nên thông minh. Cảm biến của thiết bị có thể phát hiện việc sử dụng và nhắc nhở bạn thời điểm cần thay thế đầu điều trị và có thể phát hiện khi bạn đang tạo áp lực quá mạnh hoặc cọ rửa quá nhanh trong quá trình làm việc của bạn. Bạn cũng có thể lưu các quy trình được cá nhân hóa giữa thiết bị của mình và Nu Skin Vera. Hãy coi đó là sự tối ưu hóa cho việc

làm đẹp da.

Tôi có phải kết nối với ứng dụng để sử dụng ageLOC LumiSpa iO của mình không?

Bạn vẫn sẽ tận hưởng tất cả các lợi ích làm đẹp da tuyệt vời nếu bạn không kết nối. Tuy nhiên, ageLOC LumiSpa iO được tạo ra để kết nối, vì vậy bạn sẽ muốn hưởng lợi từ tất cả các tính năng được tạo riêng cho bạn, bao gồm theo dõi thông minh, thói quen tùy chỉnh, lời nhắc sử dụng và lịch trình chụp ảnh tự sướng.

Làm cách nào để ghép nối ageLOC LumiSpa iO của tôi với ứng dụng?

Để bắt đầu, hãy tải xuống ứng dụng Nu Skin Vera từ cửa hàng ứng dụng ưa thích của bạn và mở ứng dụng trên điện thoại của bạn. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Nu Skin của bạn, hãy chuyển đến tab Thiết bị, nhấn vào nút + trên trang Thiết bị của tôi và chọn Ghép nối thiết bị mới. Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình ghép nối.

Làm cách nào để cài đặt lại ageLOC LumiSpa iO của tôi?

ageLOC LumiSpa iO có thể được ghép nối với một thiết bị di động và tài khoản Nu Skin tại một thời điểm, vì vậy, đôi khi bạn có thể cần phải đặt lại thiết bị của mình.

CÀI ĐẶT MỀM: Cài đặt mềm cho phép LumiSpa iO ghép nối với thiết bị mới trong khi vẫn duy trì cài đặt thiết bị của bạn. Để thực hiện cài đặt mềm, hãy kết nối LumiSpa iO của bạn với nguồn điện và nhấn và giữ nút nguồn trong 5 giây. Nhả nút nguồn khi tất cả các đèn phía trước nhấp nháy màu xanh lam hai lần. Xin lưu ý, LumiSpa iO phải được ghép nối với cùng một tài khoản Nu Skin sau khi cài đặt mềm.

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC: Để xóa cài đặt thiết bị của bạn và để cho phép LumiSpa iO của bạn ghép nối với tài khoản Nu Skin khác, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc bằng cách kết nối LumiSpa iO với nguồn và giữ nút nguồn trong 10 giây. Nhả nút nguồn khi tất cả các đèn phía trước nhấp nháy màu cam bốn lần.

Làm cách nào để biết đầu điều trị ageLOC LumiSpa iO nào phù hợp với tôi?

Chọn đầu điều trị ageLOC LumiSpa iO của bạn dựa trên loại da và nhu cầu điều trị của bạn. Mỗi đầu điều trị loại bỏ tạp chất và làm sạch da, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng lý tưởng cho nhiều loại da. Đầu điều trị nhẹ nhàng là sự lựa chọn nhẹ nhàng nhất của chúng tôi và rất phù hợp cho những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn trứng cá. Đầu điều trị thông thường là lựa chọn tiêu chuẩn và được thiết kế cho hầu hết các loại da. Và đầu điều trị Firm dành cho những người muốn trải nghiệm tích cực nhất nhưng không được khuyến khích cho những người có làn da nhạy cảm hoặc bị mụn. Bạn có thể sử dụng các đầu khác nhau để có những trải nghiệm khác nhau mỗi ngày. ageLOC LumiSpa

iO Accent được thiết kế dành riêng cho vùng da mắt.

Đầu điều trị ageLOC LumiSpa iO của tôi sẽ tồn tại được bao lâu?

Đầu điều trị được thiết kế để kéo dài ít nhất ba tháng khi được sử dụng hai lần một ngày. Với các cảm biến thông minh, thiết bị LumiSpa iO sẽ theo dõi mức sử dụng thực tế của từng đầu điều trị và nhắc bạn khi nào cần thay thế.

Tôi có cần sử dụng chất tẩy rửa điều trị ageLOC LumiSpa với ageLOC LumiSpa iO, hay tôi có thể sử dụng các công thức điều trị hoặc chất tẩy rửa khác cùng với nó?

Chất tẩy rửa điều trị ageLOC LumiSpa được pha chế đặc biệt để sử dụng với thiết bị ageLOC LumiSpa iO. Chúng cho phép tạo lớp đệm, làm sạch và tương tác chính xác với da, tối ưu hóa hiệu quả của hoạt động đầu điều trị độc quyền của LumiSpa iO. Chúng là những công thức duy nhất được thử nghiệm và phê duyệt để sử dụng với LumiSpa iO để mang lại toàn bộ lợi ích hệ thống của công nghệ Micropulse Oscillation và thúc đẩy làn da khỏe mạnh, trẻ trung

4

AgeLOC LumiSpa iO hoạt động như thế nào với các chất tẩy rửa điều trị?

Chúng tôi đặc biệt phát triển các chất tẩy rửa điều trị để sử dụng với ageLOC LumiSpa iO. Chúng được thiết kế để hoạt động hiệp đồng với chuyển động dao động của các đầu để tối ưu hóa việc phân phối các thành phần chống lão hóa lên da đồng thời làm sạch và tẩy tế bào chết để mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Có bằng sáng chế nào về ageLOC LumiSpa iO không?

Có, có nhiều bằng sáng chế cho ageLOC LumiSpa iO và công nghệ Dao động vi mô độc quyền.

AgeLOC LumiSpa iO có trị được mụn không?

Hệ thống được phát triển để thúc đẩy làn da khỏe mạnh, trẻ trung và mang lại lợi ích làm mới và thanh lọc da nói chung. Mặc dù ageLOC LumiSpa iO không được thiết kế để điều trị mụn trứng cá, nhưng khi kết hợp với ageLOC LumiSpa Treatment Cleanser — Acne, chứa 0,5% axit salicylic, nó đã được chứng minh là giảm mụn vừa phải lên đến 71% trong 12 tuần. Những người đang điều trị mụn trứng cá nặng nên tiếp tục chế độ chăm sóc da thường xuyên và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi sử dụng ageLOC LumiSpa iO.

Sữa rửa mặt điều trị dùng được bao lâu?

Một tuýp tẩy rửa điều trị sẽ kéo dài trong 30 ngày. Điều quan trọng là sử dụng một lượng lớn chất tẩy rửa điều trị để đảm bảo thiết bị có thể tương tác đúng cách với da của bạn.

Tôi có cần rửa sạch lớp trang điểm trước khi sử dụng ageLOC LumiSpa iO không?

ageLOC LumiSpa iO giúp tẩy sạch lớp trang điểm một cách tiện lợi và hiệu quả, vì vậy bạn không cần phải rửa sạch lớp trang điểm trước khi sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, một số người có thể thích làm sạch gấp đôi để loại bỏ lớp trang điểm đậm. Trong trường hợp đó, bạn có thể muốn sử dụng chất tẩy rửa khác hoặc sử dụng LumiSpa iO của bạn hai lần. Xin lưu ý rằng sữa rửa mặt trị liệu LumiSpa không được sử dụng cho vùng mắt, vì vậy bạn nên sử dụng một loại tẩy trang riêng cho mắt để loại bỏ lớp trang điểm trên và xung quanh mắt.

Làm cách nào để biết liệu tôi có đang sử dụng đúng chuyển động và áp suất phù hợp hay không?

Tốt nhất là bạn nên di chuyển thiết bị trên da của mình bằng những cú vuốt chậm và rộng. Nhưng cả thiết bị và ứng dụng đều có thể nhắc bạn sử dụng chuyển động thích hợp và lượng áp lực phù hợp. Nếu bạn sử dụng động tác chà, đầu điều trị sẽ tạm dừng và rung ba lần trước khi tiếp tục. Nếu bạn ấn quá mạnh. Quá trình điều trị sẽ tạm dừng, sau đó là một lần rung dài trước khi tiếp tục. Tùy thuộc vào thói quen của bạn, bạn sẽ nhận được lời nhắc di chuyển từ vùng này sang vùng tiếp theo trên khuôn mặt.

Tôi có thể sử dụng ageLOC LumiSpa iO của mình ở đâu?

ageLOC LumiSpa iO được thiết kế để nhắm mục tiêu vào da mặt, cổ và da vùng phía trên ngực, đồng thời mang lại lợi ích chống lão hóa và làm sạch sâu ở những vùng này. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng nó ở những nơi khác trên cơ thể. Để chăm sóc vùng da quanh mắt nhẹ nhàng, hãy thử dùng ageLOC LumiSpa iO Accent và ageLOC LumiSpa IdealEyes.®

Tôi có thể sử dụng ageLOC LumiSpa iO khi tắm không?

Đúng. ageLOC LumiSpa iO được thiết kế để sử dụng trong phòng tắm và các môi trường ẩm ướt khác. Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị, không làm rơi thiết bị, rửa bằng vòi phun có độ áp suất cao hoặc ngâm thiết bị trong nước trong thời gian dài.

AgeLOC LumiSpa iO của tôi có cần chân đế để sạc không?

Bạn có thể nhận thấy rằng ageLOC LumiSpa iO không bao gồm chân đế. Nhờ thiết kế cập nhật và bộ sạc mới, chân đế không còn cần thiết để sạc. Nếu bạn muốn cất giữ thiết bị của mình trên giá đỡ, bạn có thể mua giá đỡ đó.

AgeLOC LumiSpa iO dùng được bao lâu sau khi sạc đầy bằng bộ sạc từ tính?

ageLOC LumiSpa iO thường kéo dài ít nhất một tuần giữa các lần sạc với việc sử dụng thường xuyên.

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

AGELOC LUMISPA TREATMENT CLEANSER—DRY

Water (Aqua), Dicaprylyl Carbonate, Diisostearyl Malate, Tribehenin PEG-20 Esters, Glycerin, Glycereth-26, Squalane, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Sodium Astrocaryum Murumurate, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Xanthophyll, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Niacinamide, Urea, Methylsilanol Hydroxyproline Aspartate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lactate, Sodium PCA, Vegetable Oil, Xanthan Gum, Batyl Alcohol, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Maltodextrin, Brassicamidopropyl Dimethylamine, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Salicyloyl Phytosphingosine, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Lecithin, Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, Disodium DTA, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum)..

AGELOC LUMISPA 基礎潔膚露—一般／混和肌膚

Water (Aqua), Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, Glycerin, Acrylates Copolymer, Propanediol, Diisopropyl Sebacate, Glycol Distearate, Rhododendron Ferrugineum Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Silybum Marianum Seed Oil, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Nannochloropsis Oculata Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-8, Polyquaternium-39, Caprylhydroxamic Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Sodium Citrate, Sodium Hydroxide, Fragrance (Parfum), Synthetic Fluorophlogopite, Tin Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891).

AGELOC LUMISPA 控油潔膚露—油性肌膚

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, Ammonium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-80 Sorbitan Laurate, Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Coco-Glucoside, Punica Granatum Juice Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Glyceryl Oleate, Polyquaternium-10, Myristyl Alcohol, PCA, Carnosine, 1,2-Hexanediol, Fragrance (Parfum), Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Dehydroacetic Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Propanediol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891).

AGELOC LUMISPA 柔嫩潔膚露—敏感肌膚

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Capryl/

Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Pinus Tabulaeformis Bark Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Allantoin, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract, Bisabolol, Carnosine, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Citric Acid.

AGELOC LUMISPA 抗痘潔膚露—易痘肌膚

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Salicylic Acid, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Xanthan Gum, Carnosine, Oryza Sativa (Rice) Extract, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Hydroxyacetophenone, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride.

LƯU Ý

Biểu trưng và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn hiệu đó của NSE Products Inc. đều phải được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.