

 ageLOC®

LumiSpa® iO

ACCENT

Nơi chăm sóc da của bạn trở nên thông minh hơn và kết quả của bạn thậm chí còn tuyệt vời hơn. ageLOC LumiSpa iO kết hợp một thiết bị thông minh độc nhất vô nhị sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế với các sản phẩm mạnh mẽ. Kết quả? Bạn sẽ có được làn da như mơ ước.



HÃY CÙNG GẶP GỖ AGELOC LUMI SPA IO ACCENT

Có được đôi mắt rạng rỡ, sẵn sàng cho mọi việc với ageLOC LumiSpa iO Accent. Đầu điều trị bổ sung, độc nhất vô nhị này kết hợp hoàn hảo với LumiSpa iO. Và khi được kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera®, Accent cho phép bạn chọn từ các phương pháp điều trị đã lưu để tối ưu hóa hiệu quả của nó. Đầu điều trị mềm mại nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da đồng thời kích thích sâu vào vùng da mỏng manh xung quanh mắt. Kết hợp với ageLOC® LumiSpa® IdealEyes,® Accent mang đến một liệu pháp tiếp thêm sinh lực và cấp ẩm tức thì, làm săn chắc da trông thấy, và rạng rỡ tinh tảo mà bạn mong muốn mỗi ngày. Nhằm mục tiêu các vùng mắt dưới,眼袋 mắt và quầng thâm hai lần mỗi ngày để có một vẻ ngoài tươi tắn, được nghỉ ngơi đầy đủ.

VÌ SAO BẠN SẼ YÊU THÍCH SẢN PHẨM NÀY

- Nhẹ nhàng kích thích da để giúp tối đa hóa lợi ích của ageLOC LumiSpa IdealEyes.
- Sử dụng công nghệ LumiSpa độc quyền để cung cấp các thành phần đến vùng da mắt mỏng manh đồng thời điều trị và kích thích da.
- Thúc đẩy sự xuất hiện của làn da khỏe mạnh hơn.
- Cải thiện sự xuất hiện của các đường nhăn và nếp nhăn để có một vẻ ngoài trẻ trung.
- Đầu điều trị tại chỗ được làm bằng silicone mềm nhất hiện có để sử dụng nhẹ nhàng trên vùng da mỏng manh quanh mắt.

- Được nhúng bạc kháng khuẩn vào đầu silicone để làm sạch dễ dàng nhất có thể.
- Khi được kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera, bạn có thể chọn từ các phương pháp điều trị đã lưu để tối ưu hóa hiệu quả của Accent.

HÃY GẶP GỖ AGELOC LUMISPA IDEALEYES

Tạm biệt bọng mắt, và chào đón đôi mắt sáng. ageLOC LumiSpa IdealEyes Activating Eye Cream được thiết kế đặc biệt để kết hợp với ageLOC LumiSpa iO Accent để mang lại những lợi ích mạnh mẽ cho vùng da mỏng manh quanh mắt của bạn. Chỉ 30 giây trên mỗi vùng mắt sẽ cung cấp độ ẩm ngay lập tức, giúp da săn chắc, sáng và mịn màng trông thấy.


SỨC MẠNH ĐẲNG SAU SẢN PHẨM

- Peptide Complex - giúp làm săn chắc và săn chắc làn da mỏng manh một cách rõ rệt.
- Tetrahexyldecyl Ascorbate — một dạng vitamin C ổn định, mạnh mẽ có lợi ích chống lão hóa nổi tiếng đối với các nếp nhăn, và sự đổi màu. Bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do, làm sáng vùng da mắt.
- Chiết xuất sinh vật phù du — giúp giảm sự xuất hiện của sắc tố ở vùng mắt dưới và làm tăng độ săn chắc của da một cách rõ rệt. Hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của da.
- Squalane — ngăn ngừa mất độ ẩm đồng thời phục hồi độ mềm mại và linh hoạt của da.
- Phức hợp chống oxy hóa - bảo vệ da chống lại những tác động hàng ngày từ môi trường.

- ageLOC Proprietary Blend — một phức hợp chống lão hóa nhằm vào nguồn gốc của sự lão hóa để duy trì vẻ ngoài của tuổi thanh xuân.
- * Xem Trang Thông tin Sản phẩm ageLOC® LumiSpa® IdealEyes® để biết đầy đủ chi tiết.

CLINICAL RESULTS THAT PROVE IT

Nu Skin đã ủy quyền cho bên thứ ba đánh giá những lợi ích có thể nhìn thấy được của việc sử dụng hệ thống lumi spa Accent. Người đánh giá lâm sàng có thể xác định những lợi ích có ý nghĩa thống kê ở vùng dưới mắt trong đầu tuần thứ hai đối với sự xuất hiện của túi và bọng mắt và tám tuần đối với vòng tròn dưới mắt. Vào cuối cuộc nghiên cứu kéo dài 12 tuần, các đối tượng đã được xếp loại rõ ràng với tỷ lệ giảm 19% vòng tròn thâm dưới mắt, giảm 25% sự xuất hiện của túi mắt và giảm 25% sự xuất hiện của bọng mắt. Nghiên cứu này được thực hiện trên LumiSpa.



nh giá Lâm sàng
Mặc dù khó xác định mục tiêu hơn, nhưng phân loại lâm sàng cũng cho thấy những lợi ích có thể nhìn thấy trên mắt trong việc nâng, săn chắc và giảm nhăn mí mắt. Các cải thiện về nâng và độ mềm mại đã được ghi nhận ở tuần thứ tư. Vào tuần 12, những cải thiện có thể nhìn thấy này đã tăng lên 43% đối với độ nâng, 18% đối với độ săn chắc và 30% đối với vẻ ngoài nhăn nheo.

CÁCH THỨC SỬ DỤNG

1. Sử dụng sáng và tối.
2. Thoa ageLOC® LumiSpa® IdealEyes® để làm

sạch vùng da quanh mắt (không phải trên mí mắt hoặc mắt).

3. Gắn Accent và bắt đầu điều trị trên thiết bị. Theo cấu trúc xương xung quanh mắt, lướt LumiSpa iO Accent quanh vùng mắt bằng chuyển động chậm và nhẹ nhàng. Tránh đặt đầu nhọn Accent trực tiếp trên mí mắt. Không chà mạnh hoặc di chuyển khắp da một cách nhanh chóng.
4. Thiết bị sẽ nhận dạng đầu Accent và tạm dừng ngắn sau 30 giây, cho biết rằng đã đến lúc chuyển sang vùng mắt tiếp theo. Sau khi hoàn thành cả hai vùng mắt, thiết bị sẽ tự động dừng lại. Lưu ý: Không sử dụng Accent trực tiếp trên da trần. Chỉ sử dụng với ageLOC LumiSpa IdealEyes.

THỬ DÙNG CHUNG VỚI CÁC SẢN PHẨM SAU

- ageLOC® LumiSpa® iO + Treatment Cleansers
- ageLOC Me®
- Nu Skin® Facial Spa (U.S. only)
- Tru Face® Line Corrector
- ageLOC® Tru Face Essence Ultra
- Nutricentials® Bioadaptive Skin Care®

TÌM HIỂU THÊM VỀ SẢN PHẨM

AgeLOC LumiSpa iO Accent hoạt động như thế nào?

Với đầu điều trị bằng silicon mềm, ageLOC LumiSpa iO Accent mở rộng công nghệ LumiSpa để di chuyển với tần số chính xác nhằm thúc đẩy vùng da quanh mắt khỏe mạnh, tươi sáng hơn — chỉ trong một phút. Đầu mát nhẹ nhàng kích thích vùng da quanh mắt, giúp ageLOC LumiSpa IdealEyes nuôi dưỡng và điều trị vùng da mỏng manh này.

Điều gì làm cho ageLOC LumiSpa iO Accent trở nên độc đáo?

ageLOC LumiSpa iO Accent khác biệt ở năm điểm chính:

1. Nó nhằm mục tiêu vào vùng mắt mỏng manh.
2. Nó sử dụng công nghệ LumiSpa độc quyền để nhẹ nhàng kích thích vùng da mỏng manh quanh mắt.
3. Nó hoạt động với công thức đặc biệt ageLOC LumiSpa IdealEyes® để tăng tốc và tăng cường lợi ích cho vùng da mỏng manh quanh mắt của bạn, so với việc sử dụng IdealEyes một mình.

4. Khi được kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera®, bạn có thể chọn từ các phương pháp điều trị đã lưu để tối ưu hóa hiệu quả của Accent.

5. Khi được kết nối với ứng dụng Nu Skin Vera®, người dùng sẽ tận hưởng dòng thời gian chụp ảnh selfie, theo dõi việc sử dụng và phần thưởng cũng như huấn luyện thông minh.

Cách thức hoạt động của ageLOC LumiSpa iO Accent với ageLOC LumiSpa IdealEyes?

ageLOC LumiSpa IdealEyes được phát triển đặc biệt để sử dụng với LumiSpa iO Accent. Chúng được thiết kế để hoạt động cùng với chuyển động của đầu silicone để nhẹ nhàng kích thích da, thúc đẩy và tăng tốc độ của các lợi ích.

Có bằng sáng chế nào về ageLOC LumiSpa iO Accent không?

Có, có nhiều bằng sáng chế được cấp cho ageLOC LumiSpa iO và ageLOC LumiSpa iO Accent.

Tôi có cần sử dụng ageLOC LumiSpa IdealEyes với ageLOC LumiSpa iO Accent, hay tôi có thể sử dụng các loại kem mắt khác cùng với nó?

ageLOC LumiSpa IdealEyes được pha chế đặc biệt để sử dụng với ageLOC LumiSpa iO Accent. ageLOC LumiSpa IdealEyes cho phép tạo lớp đệm và tương tác chính xác với da, đồng thời giúp mang lại kết quả tốt hơn và nhanh hơn so với việc chỉ sử dụng sản phẩm. IdealEyes là công thức duy nhất được thử nghiệm và phê duyệt để sử dụng với ageLOC LumiSpa iO Accent để mang lại toàn bộ lợi ích của hệ thống và thúc đẩy làn da quanh mắt khỏe mạnh, tươi sáng hơn.

Tôi có cần rửa sạch lớp trang điểm trước khi sử dụng LumiSpa iO Accent không?

Đúng. Đảm bảo sử dụng ageLOC LumiSpa iO Accent sau khi làm sạch da mặt.

Tôi có thể sử dụng ageLOC LumiSpa iO Accent trên cơ thể của mình không?

ageLOC LumiSpa iO Accent được thiết kế để nhắm đến vùng da mỏng manh quanh mắt của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng sản phẩm

này ở bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể của bạn.

Tôi nên thay đầu ti silicone ageLOC LumiSpa iO Accent bao lâu một lần?

Chúng tôi khuyên bạn nên thay đầu tip ageLOC LumiSpa iO Accent của mình ba tháng một lần để đảm bảo bạn có trải nghiệm tốt nhất.

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM

AGELOC LUMISPA IDEALEYES®

Water (Aqua), Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG-20 Esters, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, Butylene Glycol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Caprylic/Capric Triglyceride, Albizia Julibrissin Bark Extract, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Cyclohexasiloxane, Bisabolol, Geranylgeranylisopropanol, Caffeine, Pentylene Glycol, Tribehenin, Darutoside, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Adenosine, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hydrogenated Phosphatidylcholine, PEG-8, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil, Carbomer, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Ceramide NG, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Kappaphycus Alvarezii Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Hydrogenated Lecithin, Sodium Methyl Stearoyl Taurate, Chlorella Vulgaris Extract, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, PEG-10 Phytosterol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Chlorphenesin, Hydroxyacetophenone, Sodium Hydroxide.