

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿QUÉ HACE ESPECIAL A NUESTRO SISTEMA AGELOC® WELLSPA iO™?

WellSpa iO es una reinención completa de la experiencia de spa en casa. Utiliza una potente tecnología de Microcorriente Adaptativa que se adapta continuamente (más de 80 veces por segundo) a los cambios en la conductividad de la piel a lo largo de cada sesión para brindarte una experiencia óptima y cómoda. WellSpa iO también incorpora nódulos metálicos únicos, pendientes de patente, que ayudan a proporcionar un masaje suave y cómodo al mismo tiempo que contribuyen a la estimulación de la piel y movimientos de fluidos, diseñados para adaptarse perfectamente a los contornos del cuerpo y deslizarse suavemente sobre la piel para ayudarte a relajarte y descansar. Los productos tópicos que lo acompañan (ageLOC Body Serum y ageLOC Body Activating Gel) brindan una experiencia sin interrupciones repleta de potentes ingredientes. Este sistema te ayuda a restablecer tu bienestar, revitalizar tu apariencia y recuperarte de tu estilo de vida activo a medida que personaliza tu viaje de bienestar y belleza.

### ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE MICROCORRIENTE ADAPTATIVA?

La Tecnología de Microcorriente Adaptativa es una parte crucial de la personalización de ageLOC WellSpa iO. El dispositivo evalúa continuamente la conductividad de la piel mientras está en uso. Utiliza esta información para ajustar la intensidad de la corriente, ayudándote a obtener la corriente más alta y cómoda disponible. Esta capacidad de proporcionar una intensidad de corriente personalizada y continua optimiza cada sesión, lo que te ayuda a aprovechar al máximo cada tratamiento. En resumen, gracias a esta estimulación cutánea optimizada, siempre obtendrás excelentes resultados de bienestar y belleza.

### ¿QUÉ BENEFICIOS DISFRUTARÉ GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE MICROCORRIENTE ADAPTATIVA?

La respuesta corta es que es todo lo que necesitas para maximizar tus objetivos de bienestar y belleza. Sin embargo, para ser técnicos, la microcorriente se ajusta de forma continua y cómoda a la piel en tiempo real, para ofrecer un tratamiento optimizado y personalizado en todo momento. Además, cuando combinas ageLOC WellSpa iO con nuestros productos sin enjuague (ageLOC Body Serum y ageLOC Body Activating Gel), la tecnología ageLOC trata las fuentes del envejecimiento para conservar el aspecto juvenil, incluso después de terminar el tratamiento.

### ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA MICROCORRIENTE DE AGELOC WELLSPA iO DE AGELOC GALVANIC BODY SPA®?

ageLOC Galvanic Body Spa utiliza una corriente continua pulsante para estimular la piel. WellSpa iO utiliza microcorriente adaptativa. Como cada día es único, WellSpa iO ofrece una experiencia de microcorriente igualmente única para darle a tu cuerpo lo que necesitas todos los días. Esta corriente pulsante bifásica se adapta continuamente a la conductividad de la piel en tiempo real. La capacidad de adaptarse a la conductividad de la piel permite que el dispositivo proporcione la intensidad de corriente óptima sin comprometer la comodidad.

### ¿POR QUÉ LOS NÓDULOS METÁLICOS TIENEN UNA FORMA TAN ÚNICA?

Diseñamos los nódulos metálicos únicos del dispositivo WellSpa iO para proporcionar un masaje suave y cómodo, al mismo tiempo que contribuye a la estimulación de la piel y al movimiento de los fluidos corporales. El dispositivo se diseñó para adaptarse perfectamente a los contornos del cuerpo y deslizarse suavemente sobre la piel.

### ¿CÓMO SE INTEGRA EL BIENESTAR Y LA BELLEZA EN UN SOLO DISPOSITIVO?

Tratamos nuestro cuerpo como un ecosistema y queremos soluciones integrales que complementen nuestro bienestar personal y nuestras necesidades cambiantes. ageLOC WellSpa iO hace precisamente eso. Desde las potentes fórmulas ageLOC hasta la topografía única, la microcorriente adaptativa y la experiencia iO conectada, WellSpa iO ofrece beneficios que restableces, revitalizan y recuperan de bienestar y belleza que te ayudan a sentirte y verte mejor.

### ¿CUÁLES SON LAS TRES “R” Y CÓMO IMPACTAN A MI BIENESTAR?

Diseñamos el sistema ageLOC WellSpa iO para brindar el poder del bienestar general, la confianza corporal y la recuperación a través de nuestras tres R: Restablecer, Revitalizar y Recuperar.

**Restablece**—diseñado para mejorar el movimiento de fluidos en el cuerpo, otorgando una sensación de frescura, suavizando y energizando la piel, y para sentirte mejor en cualquier momento del día, ya que ageLOC® WellSpa iO™ restablece la sensación de bienestar corporal total.

**Revitaliza**—ageLOC WellSpa iO te ayuda a lucir lo mejor posible, ya que estimula tu piel para reafirmarla visiblemente, tensarla, iluminarla, tonificarla e hidratarla, a la vez que ayuda a reducir la apariencia de piel de naranja.

**Recupera**—diseñada para estimular los músculos y prepararlos para la acción, ayudarlos para que se recuperen después del ejercicio y que disfrutes de la relajación general del cuerpo.

### ¿POR QUÉ HAY DIFERENTES MOVIMIENTOS DE USO DEL AGELOC® WELLSPA iO™?

Si buscas restablecer tu bienestar, concéntrate en los movimientos básicos hacia arriba y hacia adentro. Si quieres revitalizar tu aspecto, usa movimientos dirigidos hacia arriba o hacia adentro, pero también masajea suavemente la zona para ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Y si llevas a cabo una rutina de recuperación masajea suavemente grupos musculares específicos para ayudarlos a relajarse. Para esto, se requieren movimientos circulares más pequeños hacia arriba/hacia adentro.

### ¿CÓMO SÉ QUÉ RUTINA ES LA ADECUADA PARA MÍ?

Tú sabes mejor que nadie tus necesidades de bienestar y belleza, y hay muchas opciones de rutinas entre las que puedes elegir una vez que te conectes a la aplicación Nu Skin Vera®. Pruébalos todos para obtener todos los increíbles beneficios que le encantarán a tu piel y tu cuerpo.

### ¿TENGO QUE CONECTARME A LA APLICACIÓN PARA USAR MI AGELOC WELLSPA iO?

Seguirás disfrutando de los beneficios de bienestar y belleza si no te conectas. Sin embargo, ageLOC WellSpa iO se creó para conectarse. Querrás beneficiarte de todas las funciones desarrolladas exclusivamente para ti, incluyendo la información sobre los datos en tiempo real de tus sesiones, el establecimiento de objetivos personalizados, los tutoriales guiados y el seguimiento del uso.

### ¿CUÁL ES EL TIEMPO MÁXIMO RECOMENDADO PARA USAR AGELOC WELLSPA iO?

Puedes utilizar el sistema de dispositivo ageLOC WellSpa iO todos los días, hasta cinco minutos por zona del cuerpo.

### ¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN CARGAR MI AGELOC WELLSPA iO?

La carga completa del dispositivo puede durar hasta 10 horas.

### ¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS PUEDE REALIZAR WELLSPA iO CON LA BATERÍA LLENA?

Si bien factores como la temperatura y la humedad pueden afectar la cantidad de ciclos que puede aguantar una carga a largo plazo, esperamos que la carga del dispositivo ageLOC WellSpa iO dure unas tres semanas, según la frecuencia y el uso.

### ¿POR QUÉ SE ENCUENTRA UN PÉPTIDO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL AGELOC BODY SERUM?

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos (2+). Se han identificado por sus numerosos beneficios para el cuerpo, incluyendo los que ayudan a mejorar el aspecto de la piel. Por ejemplo, los péptidos de colágeno ayudan a producir colágeno y elastina, proteínas de la piel. Otros péptidos interactúan con el tono de la piel activando o desactivando la melanina cutánea. Lo que distingue a los péptidos de IA es que su estructura se identifica a través de la inteligencia artificial por sus beneficios. Como un candado y una llave, cada péptido es único. El péptido IA del ageLOC® Body Serum tiene beneficios clave para la piel al ofrecer firmeza, suavidad y protección antioxidante visibles. Es una victoria de la IA para tu piel.

### EL AGELOC BODY SERUM Y EL AGELOC BODY ACTIVATING GEL TIENEN INGREDIENTES CLAVE SIMILARES. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS BENEFICIOS?

Los ingredientes pueden tener diferentes tipos de beneficios que se ajustan a diferentes deseos. Esto puede deberse a las diferencias en los métodos de extracción de los extractos. O, en otras ocasiones, el mismo ingrediente puede tener objetivos diferentes. Por ejemplo, el extracto de *Lotus Corniculatus* puede ayudar a mejorar visiblemente el aspecto de piel de naranja y, al mismo tiempo, ayudar al movimiento de los fluidos. Por lo tanto, si bien un ingrediente puede estar en una fórmula por una razón, puede tener diferentes beneficios en otra fórmula.

### ¿EL BODY ACTIVATING GEL Y EL BODY SERUM TIENEN UNA CARGA SIMILAR A LA DEL BODY SHAPING GEL?

Los productos tópicos de ageLOC WellSpa iO no se diseñaron para soportar una carga específica porque la corriente del WellSpa iO es bifásica (es decir, cambia de positiva a negativa). Por lo tanto, estos productos tópicos están desarrollados exclusivamente para apoyar la conductividad, deslizarse suavemente entre los nódulos del dispositivo y la piel y proporcionar tecnologías de ingredientes seleccionados para los diferentes beneficios del WellSpa iO. Como ageLOC Galvanic Body Spa® contiene una corriente continua negativa, el ageLOC Body Shaping Gel también brinda una carga negativa.

### ¿NECESITO TENER LA PIEL LIMPIA ANTES DE USAR EL AGELOC BODY SERUM Y EL AGELOC BODY ACTIVATING GEL?

Para obtener los mejores resultados, recomendamos usar ageLOC WellSpa iO sobre la piel limpia. Si bien puedes usar cualquier limpiador corporal para lavarte antes de usar el Body Serum o Body Activating Gel, te recomendamos exfoliar y limpiar para obtener los mejores resultados. Tu piel estará completamente limpia y lista para los próximos pasos del sistema ageLOC WellSpa iO.

## ¿CÓMO APOYA EL SISTEMA AGELOC® WELLSPA iO™ LAS INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD DE NU SKIN?

Como administradores responsables de nuestro planeta, nos complace informar que el sistema ageLOC WellSpa iO apuesta por la sustentabilidad:

1. Diseñamos el ageLOC Body Serum con Airopack en lugar de un envase de aerosol normal. El Airopack funciona con aire en lugar de con compuestos orgánicos volátiles (COV) tradicionales, sustancias químicas nocivas que pueden contribuir a la contaminación.
2. Los envases ageLOC Body Activating Gel y ageLOC Dermatic Effects® están todos creados con material reciclado.
3. Una batería recargable alimenta el dispositivo ageLOC WellSpa iO. .

Al comprar el sistema ageLOC WellSpa iO, te unes para dar un paso activo para garantizar que el futuro sea brillante para cada uno de nosotros. Visita [nuskin.com/sustainability](https://nuskin.com/sustainability) para obtener más información y encontrar detalles sobre el reciclaje.