

PREGUNTAS FRECUENTES VERA® M-POWER

¿QUÉ ES M-POWER?

Se trata de un nombre en Vera para que recuerdes fácilmente la Tecnología de Microcorriente Adaptativa que impulsa tu ageLOC® WellSpa iO.™ La M significa "microcorriente". Y puedes tener acceso a esta función en tu Biblioteca de Rutinas en Vera y al iniciar una rutina. M-Power se mostrará en la mitad inferior de la pantalla mientras realizas una rutina.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA CARACTERÍSTICA?

El propósito es demostrar la adaptabilidad y la personalización de la tecnología de microcorriente adaptativa de una manera fácil de entender. M-Power muestra tu potencia de salida óptima (se ajusta más de 80 veces por segundo) a lo largo de toda tu rutina, en cada rutina.

¿CÓMO SÉ QUE ESTOY OBTENIENDO LA MEJOR EXPERIENCIA WELLSPA iO?

M-Power muestra cómo recibes la potencia de salida óptima en tiempo real a lo largo de tu rutina. La relación entre los anillos blanco y azul demuestra cómo la tecnología se adapta a la resistencia de tu piel para garantizar un rendimiento y una comodidad óptimos. Ya sea con los anillos completamente azules o completamente blancos, siempre obtendrás los mejores resultados.

¿QUÉ INDICAN LOS CÍRCULOS BLANCOS Y AZULES?

Los círculos blancos representan voltaje. Los círculos azules representan microcorriente. Estos dos valores fluctúan para mantener una salida de potencia constante, por lo que cada rutina se personaliza para tu piel.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LOS ANILLOS DE AGELOC PARPADEAN Y EL CÍRCULO BLANCO SE ENCOGE Y CRECE?

Una de las características clave de la tecnología de microcorriente adaptativa es cómo ajusta continuamente tu tratamiento para que sea óptimo y cómodo. La tecnología ayuda al dispositivo a detectar si hay un pico de voltaje a un nivel que podría causar molestias. Si es así, bajará el voltaje y la microcorriente y luego aumentará lentamente para una comodidad óptima. Puedes verlo como la personalización en su máximo nivel.

¿QUÉ REPRESENTA LA LÍNEA BLANCA QUE PULSA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN LOS ANILLOS AGELOC?

Una vez más, es una representación visual. La microcorriente es bifásica, lo que significa que cambia de polaridad de positiva a negativa cada 1.2 segundos. El pulso de los anillos ageLOC captura esto; cambia de polaridad con cada cambio de pulso.

¿CUÁNDO DEBO APLICAR MÁS PRODUCTO DURANTE MI RUTINA?

La aplicación Vera® te avisará con un mensaje y los anillos M-Power se volverán de color naranja cuando sea el momento de aplicar más producto. Esta alerta está personalizada para garantizar que WellSpa iO se deslice lo suficiente para una rutina fluida y para evitar la pérdida involuntaria de conductividad en la piel.

¿QUÉ ES LA VISTA DE LOS DATOS M-POWER?

Los Datos de M-Power proporcionan una visión más profunda de la Tecnología de Microcorriente Adaptativa, desglosando cada elemento de la tecnología que te proporciona un tratamiento personalizado y optimizado.

¿QUÉ MUESTRA EL GRÁFICO DE MICROCORRIENTE?

Muestra un gráfico en tiempo real de la microcorriente de WellSpa iO ajustándose a la resistencia de su piel.

¿QUÉ MUESTRA EL GRÁFICO DE ONDA?

Muestra en tiempo real la corriente bifásica del WellSpa iO. Al ser bifásica, la corriente pulsa diez veces en positivo y diez veces en negativo, cambiando cada 1,2 segundos. Observarás que los gráficos de forma de onda y de microcorriente están relacionados: cuando uno es alto, el otro es más bajo, lo que muestra cómo los dos elementos interactúan para proporcionarle una salida de potencia optimizada y continua.

¿QUÉ SON LOS EVENTOS DE CONFORT?

Una de las características clave de la Tecnología de Microcorriente Adaptativa es cómo ajusta continuamente el tratamiento para que sea óptimo y cómodo. La tecnología ayuda al dispositivo a detectar si se produce un pico de tensión a un nivel que pueda causar molestias. Si es así, bajará el voltaje y la microcorriente y volverá a subir lentamente para un confort óptimo. La vista gráfica de M-Power cuenta la frecuencia con la que se produce esta situación durante el tratamiento.

¿QUÉ SON LOS AJUSTES DE MICROCORRIENTE?

La Tecnología de Microcorriente Adaptativa monitoriza su piel más de 80 veces por segundo para identificar si es necesario realizar algún ajuste para proporcionarle el tratamiento más óptimo. Este contador muestra cuántos ajustes se realizan a lo largo de su tratamiento para mostrarle con qué frecuencia el sistema le proporciona un tratamiento personalizado y óptimo.

¿QUÉ ES EL MEDIDOR DE PRODUCTO?

Este gráfico muestra la conductividad de tu piel en función de la cantidad de Body Serum o Body Activating Gel que te hayas aplicado. Cuando la gota se encuentra en la sección naranja, debes volver a aplicar más sérum o gel para garantizar la experiencia y el deslizamiento más cómodos. Tener la cantidad correcta de suero o gel sobre la piel también ayuda a WellSpa iO a optimizar la corriente para tu sesión.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL MEDIDOR DE PRODUCTO MUESTRE "CALCULANDO"?

Para proporcionar una medición precisa y personalizada de la conductividad de tu piel, WellSpa iO necesita establecer una línea de base. Esta línea de base ayuda a determinar si necesita volver a aplicar más suero o gel para un deslizamiento confortable. La medición de esta línea de base puede durar varios segundos.

¿QUÉ MUESTRA EL GRÁFICO DE MOVIMIENTO?

Muestra el movimiento del dispositivo a partir de los datos del acelerómetro. WellSpa iO dispone de un acelerómetro de 3 ejes que mide cómo se mueve el aparato hacia arriba/abajo, de lado a lado, y hacia delante y hacia atrás.