

Boletín clínico de ageLOC® WellSpa® iO con ageLOC® Body Activating Gel para Restablecer tu bienestar

Resumen de la evaluación profesional externa realizada de acuerdo con las Buenas Prácticas Clínicas y los Procedimientos Normalizados Operacionales de la organización.

©2023 NSE Products, Inc., Provo, UT

INTRODUCCIÓN

El área de investigación y desarrollo de Nu Skin encargó a una organización de investigación externa que evaluara los beneficios autopercebidos del uso de un dispositivo y un producto tópico para la sensación de bienestar. ageLOC WellSpa iO se diseñó para proporcionar una estimulación por microcorriente de bajo nivel con un masaje tópico suave y cómodo. El producto tópico está formulado para ayudar a conducir la microcorriente y proporcionar una sensación refrescante y cómoda en su formato de gel. Está formulado con ingredientes clave que pueden ayudar aún más al movimiento de los fluidos del cuerpo y a favorecer una mejor sensación de bienestar.

MÉTODOS

El área de Investigación y Desarrollo de Nu Skin encargó a una organización de investigación por contrato que llevara a cabo una evaluación clínica de cuatro semanas sobre el uso de ageLOC WellSpa iO y ageLOC Body Activating Gel. Se reclutaron 32 sujetos masculinos y femeninos de 25 a 65 años para utilizar el sistema del producto cuatro veces por semana durante 10 minutos (un minuto en cada brazo, dos minutos en cada muslo y un minuto en cada parte inferior de la pierna). Los sujetos evaluaron su conformidad con las declaraciones de percepción de los consumidores.

RESULTADOS

Los sujetos sin problemas o preocupaciones conocidos relacionados con su salud y/o apariencia estuvieron de acuerdo con las declaraciones sobre las mejoras en su aspecto y/o sensación. Si bien algunas de estas declaraciones no tuvieron eco en la primera semana, el sistema infundió estas sensaciones de bienestar con el uso continuo. Sus respuestas positivas se indican en la siguiente tabla.

Porcentaje de sujetos que estuvieron de acuerdo con cada declaración	Semana 1	Semana 4
Mi cuerpo se siente con más energía después de usar el sistema de productos.	32%	56%
Ayuda a que la piel se sienta energizada.	59%	72%
Ayuda a que la piel luzca y se sienta energizada y radiante.	63%	78%
Ayuda a realzar la apariencia de mi piel mediante la estimulación cutánea.	59%	63%
Estimula suavemente la piel para ayudar a tener un aspecto deshinchado.	53%	69%
Ayuda a suavizar la apariencia de la piel para una apariencia suave.	56%	75%
Ayuda a relajar el cuerpo por cansancio.	47%	66%
El sistema de productos me ayuda a sentirme más relajada.	50%	66%
Fue relajante usar el producto tópico.	69%	75%

CONCLUSIONES

Según los resultados de este estudio, el uso de ageLOC WellSpa iO con el ageLOC Body Activating Gel cuatro veces por semana puede ayudar a mejorar la sensación de bienestar general en la población general.

